

Transport av prov från primärvården inom Region Uppsala

Allmänna regler

- Alla provtransporter ska följa de krav och anvisningar som finns att läsa i [Packa provet rätt](#) som ges ut av Folkhälsomyndigheten.
- Alla prover sänds till laboratoriet så snart som möjligt.
- Beställningar i Cosmic ska vara skickade innan prov ställs i provlåda.
- Prov till KKF ska ev tidsändras och kvitteras enligt PVs gällande rutin innan prov ställs i provlåda.
- Till övriga lab skickas BoS-etiketthuvud tillsammans med aktuellt prov för tidsändring.
- Kapillära prov märkta med en liten etikett stoppas i ett större plaströr. Medsänd streckkodsetiketter.
- Enligt Arbetsmiljöverkets författning [AFS 2012:7](#) hanteras allt blod som smittförande, därför ställs prov med smittrisk/blodsmitta direkt i provlådan på samma sätt som icke smittade prover.
- Akuta prov, sätt en "post-it-lapp" med text "AKUT" på fronten av provlådan så att provmottagningen direkt kan upptäcka provlådan.
- Inredet med prover ska omslutas av en tätslutande plastpåse innan det ställs ned i provlådan.
- Bedöms lådan vara smutsig/kontaminerad/trasig läggs infolapp i lådan och skickas till respektive lab för kassering.
- Ha inte ett för stort lager av tomma provlådor då det kan bli brist på andra enheter.
- I varje provlåda medsänds en lapp med information om:
 - avsändande vårdcentral och telefonnummer
 - datum
 - namn på den person som packat provlådan
 - om flera lådor skickas till samma lab skrivs det på lappen låda 1 av X osv

Transport av prov från Primärvården inom Region Uppsala

Lathund för i vilken provlåda provet ska sorteras

Klinisk kemi och farmakologis provlåda



- Prov där BoS-etikett är märkt med **KKF** längst ned vänster.
- Prov tillhörande Klinisk kemi och farmakologis pappersremisser, analyserande laboratorium återfinns till vänster på remisserna.
- Prov till Blodcentralen.
- Prov till Klinisk Immunologi, Autoimmunitet & Allergi.
- Prov till Klinisk Immunologi, Cellulärimmunologi.
- Prov till Klinisk Genetik.

Frysta prover

Prover som frysts ska skickas i en låda märkt "frystransport", kylmedierna i lådan ska ha varit frysta i minst -20°C mer än 48 timmar.

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens provlåda



- I denna provlåda ska tillhörande **fryst** kylklamp förpackas.
- Prov där BoS-etikett är märkt med **KMB** längst ned till vänster.
- Prov tillhörande Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens pappersremisser, analyserande laboratorium återfinns till vänster på remisserna.

Om blododlingar eller Quantiferontest skickas ska provlåda utan kyla användas. En ofrust kylklamp ska medskickas så att provlådan är komplett.

Transport av prov från Primärvården inom Region Uppsala

Klinisk patologis provlåda



- Prov där BoS-etikett är märkt med **KP** längst ned till vänster.
- Prov tillhörande Klinisk patologis pappersremisser, analyserande laboratorium återfinns till vänster på remisserna.
- Formalinburkar ska transporteras i den större provlådan
- Provburkar för vätskebaserad gynekologisk cytologi (ej screening) ska transporteras i den större lådan.
- Utstryksglas stoppas i transportlåda för objektglas och läggs i den låga provlådan.

Avlämning av provlåda

- Provlådor med prov i ska avsändas från bevakad, avsedd plats och i tid, transportören ska inte behöva vänta.
- Tomma provlådor förvaras upp-och-ned och avskilt från provlådor med prov i.
- Tänk på att skydda patientintegriteten!

Förklaring av förkortningar

- KKF = Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska Sjukhuset, ingång 61, 2 tr
- KMB = Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Dag Hammarskjölds väg 38, Hubben, 4 tr
- KP = Klinisk patologi, Rudbecklaboratoriet, ingång C5, 2 tr.
- KG=Klinisk genetik, Rudbecklaboratoriet, ingång C11,1 tr.

Hänvisningar

Provhantering i primärvård AL12640

Dokumenthistorik

Version	Orsak / ändring	Senast ändrad av
8	Borttagning av anvisningar COVID, ändring KP, medsänd info.	Jamila Mohammad

Transport av prov från Primärvården inom Region Uppsala
