

På baksidan av remissen finns anvisningar

ANVISNINGAR (för provtagningsanvisningar, se www.labhandbok.se)

Laboratoriet använder ett scanning-system för att tolka informationen på remissen. För att fungera optimalt är det viktigt att följa nedanstående instruktioner:

- Använd aldrig röd penna när remissen skall fyllas i. Scannern kan inte läsa röd färg.
- Fyll i remissen tydligt. Använd gärna streck-kodsetiketter för adress och personuppgifter. Om detta ej kan användas skriv tydliga siffror och bokstäver.

Skriv siffrorna så här:	Om handskrivet nummer ange här:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

- Rutorna för önskad analys mm markeras med kryss.
OBS! ej röd penna.
- Provtagningsstid skall alltid markeras.
- Etiketten sätts rakt på röret nära proppen.
- Remiss och etikett får endast användas tillsammans.
- Om remissen behöver vikas, vik vid den perforerade linjen.



Skriv siffrorna så här

Skriv siffrorna så här:

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9

Om handskrivet nummer ange här:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Fyll i remissen tydligt, med blå eller svart bläckpenna

Patientens fullständiga personnummer (12 siffror, även sekelsiffrå önskas).

Använd gärna streck-kodsetiketter för adress och personuppgifter

Om 12 siffror saknas ange reservpersonnummer.

Patientens efternamn och förnamn. Svarsadress.

Om svarsadressen inte ska betala ange den svarsadress som ska debiteras. Vid behov telefonnummer och ev. diagnos/frågeställning.

The image shows a medical referral form (remiss) with the following sections and fields:

- Ange svarsadress** (Specify return address)
- Debiteras (om annan än svar till)** (Billed to (if other than answer to))
- Pers** (Personnummer) with a barcode and the number 19520623-410E.
- Namn** (Name) with the name Testa Testdöller.
- Handskriven kod:** (Handwritten code) with two sets of five empty boxes.
- Om nandskrivet nummer ange här:** (If handwritten number specify here) with four empty boxes.
- 08 07 0474** (Barcode)
- Remitterande läkare** (Referring doctor) with a dashed line for the name and a dashed line for the title (Tit).
- RIDnummer (maskinskrivet)** (RID number (typed)) with a checkbox for **Akut** (Urgent).
- Laboratoriets noteringar** (Laboratory notes) with a row of checkboxes for various tests.
- Prov taget:** (Specimen taken) with fields for **År** (Year) and **Dag** (Day), each with a row of 31 empty boxes.
- Månad** (Month) with a row of 12 empty boxes.
- Timme** (Hour) with a row of 24 empty boxes.
- Minuter** (Minutes) with a row of 60 empty boxes.
- Hematologi/Inflammation**, **Konsultation**, **Allmänkem**, **Hjärtmärkörer**, and **Tyreoida** (Hematology/Inflammation, Consultation, General chemistry, Heart markers, and Thyroid).



Sätt kryss i rutorna för önskad analys/er

Fortfarande blå eller svart penna, håll kryssset innanför den röda rutan.

Hematologi-Inflammation	Koagulation	Allmänkemi
<input checked="" type="checkbox"/> B-Blodstatus EDTA A	<input type="checkbox"/> Waranbeh <input type="checkbox"/> Heparinbeh	<input checked="" type="checkbox"/> P-Natrium LI-heparin m gel
<input type="checkbox"/> B-Neutrofila gran	<input checked="" type="checkbox"/> P-PK Na-Citrat K	<input checked="" type="checkbox"/> P-Kalium
<input type="checkbox"/> B-Celler, klass	<input type="checkbox"/> P-APT-tid	<input checked="" type="checkbox"/> P-Klorid
<input type="checkbox"/> (B)Erc-Retikulocyter	<input type="checkbox"/> P-Fibrinogen	<input checked="" type="checkbox"/> P-Calcium
<input type="checkbox"/> P-CRP LI-heparin m gel B	<input type="checkbox"/> P-Antitrombin	<input type="checkbox"/> P-Albumin
<input type="checkbox"/> B-SR Na-citrat C	<input type="checkbox"/> P-Fibrin D-dimer	<input type="checkbox"/> P-Cystatin C
Utan tillsats m gel D	Na-Citrat W	<input type="checkbox"/> P-Kreatinin
<input type="checkbox"/> S-Procalcitonin	<input type="checkbox"/> P-Faktor VIII	<input checked="" type="checkbox"/> P-Urea
<input type="checkbox"/> S-S100	<input type="checkbox"/> P-vWillebrandfakt ag	<input type="checkbox"/> P-Bilirubin
<input type="checkbox"/> S-Interleukin 6	Na-Citrat L	<input type="checkbox"/> P-Bilirubin konj
Diabetes	<input type="checkbox"/> P-Protein C	<input type="checkbox"/> P-ALK fosfatas
<input type="checkbox"/> P-Glukos Citronsyra+Citrat + NaFl E	<input type="checkbox"/> P-Protein S	<input checked="" type="checkbox"/> P-ASAT
<input type="checkbox"/> B-HbA1c EDTA F	<input type="checkbox"/> P-Lupus antikoagulans	<input checked="" type="checkbox"/> P-ALAT
Utan tillsats m gel P	<input type="checkbox"/> P-Heparinaktivitet LMW	<input type="checkbox"/> P-LD
<input type="checkbox"/> S-Insulin	EDTA M	<input type="checkbox"/> P-Glutamyltransferas
<input type="checkbox"/> S-C-Peptid	<input type="checkbox"/> Protrombin, genotyp	<input type="checkbox"/> P-Amylas, pankreas
<input type="checkbox"/> S-Östradiol	<input type="checkbox"/> Koag faktor V, genotyp	<input type="checkbox"/> P-Urat
	Blodgas	<input type="checkbox"/> P-CK
		<input type="checkbox"/> P-Enfat



Innanför den här symbolerna



I vardera hörn av remissen finns dessa vinklar. Innanför får man inte skriva egna anteckningar.



Vilken etikett ska sitta på röret?

Färgen runt ramen visar proppfärgen.

Uppe i högra hörnet står tillsatsen namn plus en bokstav. På baksidan finns en matchande etikett.



Etiketterna ska sitta rakt och nära proppen



LID/RID-numret är unikt

Remiss och etikett får endast användas tillsammans. Skilj aldrig rören från remissen.

The form contains the following sections and fields:

- Ange svarsadress** (Specify return address)
- Debiteras (om annan än svar till)** (Billed to, if other than return to)
- Personnummer** (National ID number): 19520623-410E, Tesla Testdöler
- Handskriven kod** (Handwritten code) - three boxes
- RIDnummer (maskinskrivet)** (Machine-written RID number): 08 07 0471
- Remitterande läkare** (Referring physician) - Name and Title fields
- Laboratoriets noteringar** (Laboratory notes) - Includes Akut (Urgent)
- Prov taget:** (Specimen taken) - Grid for Month, Day, and Time
- Test Selection Grid:**
 - Hematologi-Inflammation:** B-Blodstatus, B-Neutrofil gran, B-Celler, klass, (R)Eo-Resikulocyter, P-CRP, B-SR, S-Procalcitonin, S-S100.
 - Koagulation:** Waranbeh, Häparitbeh, P-PK, P-APT-td, P-Fibrinogen, P-Antrobin, P-Fibrin D-dimer, P-Faktor VIII, P-Vilbrandfakt ag.
 - Altmärkemki:** P-Natrium, P-Kalium, P-Klorid, P-Kalcium, P-Albumin, P-Cystatin C, P-Kreatinin, P-Urea, P-Bilirubin, P-Bilirubin konj.
 - Hjärtmärkorör:** P-Tropenin I, P-COMB, P-Myoglobin, S-NT-pBNP, Kemi (P-Ammoniak, P-Laktat, S-GDT, S-Mononukleotet).
 - Tyreoidea:** S-TSH, S-Fre T4, S-Fre T3, S-TRAK, S-Are TPO, Hormoner (S-AMH, S-DHEA-SO4, S-FSH, S-Kortisol, S-LH, S-Prolactin).



Behöver du vika remissen?

Vik utmed den perforerade linjen.

AKADEMISKA SJUKHUSET, 751 85 UPPSALA
Tfn: 018-611 42 65, Fax: 018-35 25 62

Hematologi-Inflammation

- B-Blodstatus EDTA A
- B-Neutrofila gran
- B-Celler, klass
- (B)Ero-Retikulocyter
- P-CRP Li-heparin m gel B
- B-SR Na-citrat C
- S-Procalcitonin Utan tillägg m gel D
- S-S100
- S-Interleukin 6

Diabetes

- P-Glukos Citronsyra+Citrat + NaCl E
- B-HbA1c EDTA F
- S-Insulin Utan tillägg m gel P

Koagulation

- Waranbeh Heparinbeh
- P-PK Na-Citrat K
- P-APT-tid
- P-Fibrinogen
- P-Antitrombin
- P-Fibrin D-dimer
- P-Faktor VIII Na-Citrat W
- P-vWillebrandfakt ag
- P-Protein C Na-Citrat L
- P-Protein S
- P-Lupus antikoagulans
- P-Heparinaktivitet LMW

Allmänkemi

- P-Natrium Li-heparin m gel B
- P-Kalium
- P-Klorid
- P-Calcium
- P-Albumin
- P-Cystatin C
- P-Kreatinin
- P-Urea
- P-Bilirubin
- P-Bilirubin konj
- P-Ak fosfatas
- P-ASAT
- P-ALAT
- P-LD
- P-Glutamyltransferas
- P-Amylas, pankreas

Hjärtmärkörer

- P-Tropoin I Li-heparin m gel B
- P-CKMB
- P-Myoglobin
- S-NT-pBNP Utan tillägg m gel Z

Kemi

- P-Ammoniumjon* Na-heparin Q
- P-Laktat* Utan tillägg m gel G
- S-CDT Utan tillägg m gel G
- S-Mononukleostest
- S-Osmolalitet
- P-Calciumpraktivitet Na-heparin R
- S-Zink Utan tillägg S

Tumör- och benmärkörer

- S-PSA
- S-CEA
- S-Ca125
- S-CA19.9
- S-CA15.3
- S-CA72.4
- S-CA242
- S-CA50
- S-CA15.3
- S-CA125
- S-CA19.9
- S-CA72.4
- S-CA242
- S-CA50

Tyreidea

- S-TSH Utan tillägg
- S-Fritt T4 m gel Z
- S-Fritt T3
- S-TRAK
- S-Anti TPO

Hormoner

- S-AMH Utan tillägg
- S-DHEA-SO4 m gel O
- S-FSH
- S-Kortisol
- S-LH
- S-Progesteron
- S-Prolaktin
- S-PTH, intakt
- S-SHBG
- S-Testosteron
- S-Androstendion Utan tillägg
- S-Androstendion m gel V

Om remissen behöver vikas, vik här ↓ här

